



Экспресс-тест WhiteProduct Flu/Covid-19 Ag Combo Test

**Выявляет «Свиной грипп»
и «Омикрон-Кракен»**


Набор реагентов для качественного определения антигенов коронавируса SARS-CoV-2 и вирусов гриппа А и В в мазке из носоглотки человека иммунохроматографическим методом

Наборы на 1/5/25 тестирований

Чувствительность:

SARS-CoV-2: 94,7%, Flu A: 98%, Flu B: 90%

Специфичность: SARS-CoV-2: 98,6%,
Flu A: 100%, Flu B: 100%



Применяется на самых ранних стадиях появления симптомов и в разгар инфекционного процесса для определения антигена при подозрении и подтверждения наличия вирусов в организме **Являясь аналогом ПЦР теста, имеет ряд неоспоримых преимуществ:**

- Не требует дополнительного оборудования для определения вируса.
- Время проведения одного теста и получения результата **15-30 минут.**
- Простота применения. Возможность проведения теста вне лаборатории или мед. учреждения (под контролем медперсонала).
- Быстрое получение результатов анализа на ранних сроках заболевания (**с 1 дня появления симптомов**).
- Быстрое принятие решения об изоляции.

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- **Метод исследования:** бесприборный иммунохроматографический анализ (ИХА)
- **Цель анализа:** обнаружение возбудителей коронавирусной инфекции и гриппа тип А и В
- **Биоматериал:** образцы из носоглотки
- **Предел обнаружения:**
SARS-CoV-2: $5,90 \times 10^2$ TCID₅₀/мл
Вирус гриппа А: H1N1 — 9,76 HAU/мл, H3N2 — 20,02 HAU/мл
Вирус гриппа В: 8/73 — 0,5 нг НА/мл, 9/2014 — 0,01 нг НА/мл
- **Время проведения одного теста:** **15-20 минут**
- **Оборудование для проведения тестов:** **не требуется**
- **Упаковка:** **1/5/25 тестов**
- **Производитель:** WhiteService, Россия
- **Сертификация:** Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) **№ РЗН 2023/19360 от 18.01.2023**

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

- Тестовая кассета (в индивидуальной упаковке из фольги в комплекте с осушителем) × 1/5/25 шт.
- Пробирка с раствором для экстракции (0,35 мл) × 1/5/25 шт.



- Зонд медицинский одноразовый × 1/5/25 шт.
- Насадка с капельницей × 1/5/25 шт.



- Инструкция по применению × 1 шт.



* Необходимо дифференцировать новую коронавирусную инфекцию с гриппом. Для экспресс-диагностики могут использоваться экспресс-тесты с целью выявления антигенов гриппа А и В, совместного выявления антигенов SARS-CoV-2 и гриппа А и В (Временные Методические Рекомендации МЗ РФ «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» Версия 16, п.4.4. Дифференциальная диагностика COVID-19)